

## Aurora



Lengte kleefzone: 3,5 cm

Lengte condoomkatheter schacht: 4,5 cm


Dit is de AURORA™ condoomkatheter met een standaard kleefzone lengte. Geschikt voor de meeste mannen.



Lengte kleefzone: 3,5 cm

Lengte condoomkatheter schacht: 4,5 cm

Dit is de korte AURORA™ condoomkatheter met toch een zo lang mogelijke kleefzone lengte. Geschikt voor mannen met een penis die minimaal 4 cm lang is.



Lengte kleefzone: 6 cm

Lengte condoomkatheter schacht: 7,5 cm

Dit is de AURORA™ condoomkatheter met een extra lange kleefzone. Geschikt voor mannen die onvoldoende bescherming ervaren bij de standaard.

### Voor meer mannen, meer comfort

Bij lichte, matige of zware incontinentie van de man zijn Aurora™ condoomkatheters een onzichtbare en zeer betrouwbare oplossing om de urine veilig en hygiënisch af te voeren. Dankzij de unieke hydrocolloïde kleefzone, die al jaren wordt toegepast in de huidplaten van stomazakjes, blijft de huid sterk en gezond. Zo biedt Aurora™ voor meer mannen een optimale bescherming bij incontinentie en zullen bestaande gebruikers aanzienlijk meer comfort ervaren.



## Eigenschappen

- Optimaal klevend en maximaal ademend
- Houdt de huid sterk en gezond
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen

## Resultaat

- Voor meer mannen geschikt
- Meer draagcomfort voor de man
- Vermindering van zorgtijd en kosten

## Kies de juiste maat

Voor een optimaal gebruik van de condoomkatheter is een juiste maatkeuze van groot belang. Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing. Bepaal eerst welke soort katheter geschikt is voor uw penislengte en bepaal dan de juiste omvangsmaat. Hiervoor is een maatkaartje op aanvraag beschikbaar.

## Accessoires

Elke verpakking van Rochester condoomkatheters is voorzien van 30 gratis haarprotectoren die de noodzaak tot het knippen of scheren van het schaamhaar tot een minimum beperken. De externe katheter kan hierdoor eenvoudig worden aangebracht. De gebruiksduur van de Rochester condoomkatheters is maximaal 24 uur. Verwijdering gaat eenvoudig zonder het achterlaten van kleefstofresten. Uiteraard heeft u ook een urineopvangsysteem nodig bij het gebruik van een externe katheter. Klik [hier](#) voor het assortiment urineopvangsystemen van C.R. Bard.

Artikelnr.	Artikelomschrijving	Stuks	Z-index
<b>Style 1</b> Lengte kleefzone: 4 cm / Lengte condoomkatheter schacht: 7,5 cm			
SU301	Externe katheter AURORA™ Style 1 - 25mm	30	15829553
SU302	Externe katheter AURORA™ Style 1 - 29mm	30	15829561
SU303	Externe katheter AURORA™ Style 1 - 32mm	30	15829588
SU304	Externe katheter AURORA™ Style 1 - 36mm	30	15829596
SU305	Externe katheter AURORA™ Style 1 - 41mm	30	15829618
<b>Style 2</b> Lengte kleefzone: 3,5 cm / Lengte condoomkatheter schacht: 4,5 cm			
SP301	Externe katheter AURORA™ Style 2 - 25mm	30	15829626
SP302	Externe katheter AURORA™ Style 2 - 29mm	30	15829634
SP303	Externe katheter AURORA™ Style 2 - 32mm	30	15829642
SP304	Externe katheter AURORA™ Style 2 - 36mm	30	15829650
SP305	Externe katheter AURORA™ Style 2 - 41mm	30	15829669
<b>Style 3</b> Lengte kleefzone: 6 cm / Lengte condoomkatheter schacht: 7,5 cm			
SW301	Externe katheter AURORA™ Style 3 - 25mm	30	15829677
SW302	Externe katheter AURORA™ Style 3 - 29mm	30	15829693
SW303	Externe katheter AURORA™ Style 3 - 32mm	30	15829685
SW304	Externe katheter AURORA™ Style 3 - 36mm	30	15829707
SW305	Externe katheter AURORA™ Style 3 - 41mm	30	15829715
BF01	Haarprotector	30	14584093